

SafeSides – Überzeugende Produktvorteile:

- *SafeSides minimiert die Verletzungsgefahr bei gleichzeitigem Erhalt der Patientenmobilität*
- *SafeSides gibt auch den Angehörigen ein besseres Gefühl, da der Patient humaner gesichert ist als bei herkömmlichen Methoden.*
- *Wahrnehmungsgestörte Patienten fühlen sich in dem SafeSides gesicherten Bett geschützt und geborgen – und keineswegs eingesperrt.*
- *Für pflegerische Maßnahmen und Mobilisierung des Patienten können die Seitenteile heruntergeklappt werden*



SafeSides passt in alle Krankenhaus- und Pflegebetten



SafeSides ist als einziges System auch auf dem Boden einsetzbar – für Bodentherapie und bei erhöhter Sturzgefahr



SafeSides erleichtert die Pflege durch ein auswechselbares, waschbares Inkontinenz-Laken



SafeSides ist extrem stabil und hält auch starken Kräfteinwirkungen (Treten, Schlagen, Beißen) stand



Die Bettmatratze wird an der Unterseite von SafeSides in das Matratzenfach integriert und diese Einheit mit Klettgurten am Bettgestell befestigt



SafeSides kann mit allen DGHM-gelisteten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln behandelt werden

SafeSides – Einfache Anwendung

Ausführliche Informationen über SafeSides finden Sie im Internet:
www.gerromed.de

SafeSides – Hohe Stabilität

GerroMed ...viel mehr als „Ein Produkt“!

SafeSides – Für Erwachsene und Kinder

Anwendungsgebiete:

- Demenzerkrankungen
- Durchgangssyndrom
- Entzugssyndrom
- Chorea Huntington
- Zerebrale Erkrankungen
- Geistige Behinderung
- Frühkindliche Hirnschädigungen

SafeSides: Fallbeispiel

Der fünfjährige Damien leidet unter dem Down Syndrom und ist deswegen in ambulanter Behandlung. Bei einem kürzlichen Krankenhausaufenthalt erschienen er und seine Eltern etwas zu früh auf der Station, so dass sein Bett noch nicht bergerichtet war. Das SafeSides Bett einer anderen Patientin befand sich aber noch im Zimmer. Damien blieb neugierig davor stehen und betrachtete es von allen Seiten. Er war begeistert von dessen Aussehen, dachte es wäre ein Spielzeug und kletterte in das Bett. Das Pflegepersonal war fasziniert und richtete das SafeSides Bett für Damien her.

Üblicherweise weigerte sich Damien jeden Abend, zu Bett zu gehen. Um ihn hinzulegen wurden meist zwei Pfleger benötigt. Aber nun brauchte ihn die Krankenschwester nur in sein Zimmer zu rufen. Ohne Zögern kletterte er in sein Bett, zog die Decke bis zum Kinn, und noch bevor sein Gute-Nacht-Video zu Ende war, schlief er fest – bis morgens acht Uhr. Uns aber überraschte Damians Reaktion nicht. Viele unserer Besucher stehen begeistert vor dem SafeSides Bett, da sie es im ersten Moment für eine Luftmatratze oder ein Planschbecken mitten im Krankenzimmer halten.



Technische Daten:

Maße:	Standard mit drei Luftzellen 200 x 96 x 34 cm (s. Abb.) Sonderformat mit vier oder fünf Luftzellen
Seiten:	Einseitig oder zweiseitig abklappbar
Gewicht:	9,0 kg (verpackt)
Material:	Nylongewebe, doppelseitig mit Polyurethan verstärkt
Farbe:	Weiß
Garantie:	12 Monate
Im Lieferumfang enthalten:	Doppelhub-Luftpumpe für Füllung und Entleerung Wattierte Schutzeinlage

Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH & Co. KG
Fangdickstraße 75b · 22547 Hamburg · Tel. 040 - 54 73 03-0 · Fax 040 - 54 73 03-33 · E-Mail
mail@gerromed.de
www.gerromed.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO13485



GerroMed ...viel mehr als „Ein Produkt“!

SafeSides – Schutz und Sicherheit für Ihre Patienten!

SafeSides ist ein luftgefülltes Sicherungssystem für motorisch unruhige Patienten:

- Schützt Ihre Patienten vor Verletzungen
- Verhindert Einklemmungen, Quetschungen und Frakturen
- Schützt vor Stürzen aus dem Bett
- Bietet ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit



GerroMed ...viel mehr als „Ein Produkt“!